

	Componentes principales	Características	Usos	Visualización de colonias
AGAR NUTRITIVO	Caldo nutritivo + agar (puede incluir peptona, agar Brucella, triptona-soja, etc.)	Medio sólido, no diferencial.	Medio rico para cultivo de microorganismos en general (excepto muy exigentes).	Crecimiento general de colonias microbianas sin diferenciación por hemólisis o metabolismo específico.
AGAR SANGRE	Agar base (BHI, Columbia, TSA, Brucella) + 5% sangre de oveja desfibrinada.	Medio enriquecido y diferencial.	Aislamiento de la mayoría de microorganismos (incluidos exigentes; no crecen <i>Neisseria</i> ni <i>Haemophilus</i>).	Distingue tres tipos de hemólisis (alfa, beta y gamma).
MEDIO JONES	Componentes específicos simples para cultivo parasitario	Medio de cultivo específico.	Útil para el enteroparásito Blastocystis.	Desarrollo/observación de los parásitos (Blastocystis).
MEDIO BALAMUTH	Formulación base enriquecida para amebas.	Medio sólido y complejo.	Cultivo de amebas.	Crecimiento y presencia de trofozoítos/quistes de amebas.
AGUA DE PEPTONA	Peptona y agua destilada.	Medio básico o general, líquido y simple.	Crecimiento y desarrollo basal de amplio espectro.	Turbidez en el medio líquido por crecimiento bacteriano.

EXTRACTO DE LEVADURA	Extracto rico en nutrientes solubles y vitaminas de levadura.	Medio básico/general, simple e inexacto.	Fuente de nutrientes y factores de crecimiento en cultivos generales.	Crecimiento en suspensión/turbidez.
AGAR CHOCOLATE	Agar base con hemáties lisados por calor.	Medio enriquecido.	Favorece el crecimiento de bacterias exigentes (como <i>Haemophilus</i> y <i>Neisseria gonorrhoeae</i>).	Colonias visibles sobre un fondo de medio color marrón/chocolate.
AGAR MACCONKEY	Sales biliares, cristal violeta, lactosa e indicador de pH.	Medio selectivo y diferencial (evita crecimiento de bacterias Gram positivas).	Aislamiento y diferenciación de bacilos Gram negativos (p. ej. <i>Escherichia coli</i>).	Colonias diferenciables según fermentación de lactosa (p. ej., colonias rosadas/rojas).
MEDIO NNN	Base sólida con sangre (similar a agar sangre) y fase líquida.	Medio bifásico (contiene fase sólida y líquida).	Cultivo de protozoos como <i>Leishmania</i> y <i>Trypanosoma</i> .	Presencia/proliferación de formas flageladas (promastigotes) en la fase líquida.

MEDIO SENEKJIE	Extracto de carne.	Medio específico, imita condiciones de tejidos infectados.	Proliferación de microorganismo s/parásitos de tejidos.	Crecimiento o desarrollo parasitario.
CLED MEDIUM	Deficiente en electrolitos, con lactosa e indicador de pH.	Medio diferencial, deficiente en electrolitos (previene el "swarming" o crecimiento exagerado de Proteus).	Aislamiento y recuento de microorganismo s en muestras urinarias.	Colonias diferenciables por el viraje del indicador según el consumo de azúcares.
AGAR CITRATO DE SIMMON	Citrato de sodio como única fuente de carbono, sales de amonio e indicador de pH (azul de bromotimol).	Medio diferencial.	Diferenciación de enterobacterias (como el género Salmonella) según el uso de citrato.	Cambio de color del medio (viraje a azul en pruebas positivas de uso de citrato).
AGAR MANITOL SALADO	Alta concentración de cloruro sódico (sal), manitol e indicador de pH.	Medio selectivo y diferencial.	Permite crecer estafilococos y micrococos, diferenciando sus metabolismos.	Colonias con cambio de color en el agar alrededor según fermenten el manitol (p. ej., amarillo).

CALDOS DE CULTIVO	Agua destilada, fuentes de carbono/energía y macronutrientes (sin agente gelificante).	Medios líquidos.	Permitir la libre circulación de nutrientes y la multiplicación bacteriana general.	Turbidez difusa, depósito o velo en la superficie.
MEDIO SEMISÓLIDO HUGH- LEIFSON	Concentración baja de agar (0,5%), glucosa e indicador de pH.	Medio semisólido (OF).	Estudio de la motilidad y diferenciación del metabolismo oxidativo o fermentativo.	Viraje de color del indicador y avance o difusión del crecimiento bacteriano en la matriz.
AGAR SABOURAUD	Medio ácido (pH 5-6) con alta concentración de azúcar (~4%) y peptona.	Medio específico para hongos.	Aislamiento y cultivo de hongos y levaduras.	Crecimiento de colonias de levaduras o micelio fúngico.
MEDIO TYI-S-33	Base rica con bilis de vaca.	Medio de cultivo parasitario específico y complejo.	Aislamiento e investigación de Giardia y otros protozoos.	Observación de la proliferación y crecimiento celular de los parásitos.